

# Online-Installation des Elefant Quartals-Update

## Variante 1: Ihr Praxisrechner ist mit dem Internet verbunden

Der Download erfolgt direkt über die Website von HASOMED. Achten Sie darauf, dass Ihr Elefant System mit dem Internet verbunden ist.

- Öffnen Sie Ihren Internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome o.ä.).
- Rufen Sie folgenden Link auf: <https://www.hasomed.de/de/elefant-praxissoftware-fuer-psychotherapeuten/downloads.html>
- Klicken Sie im Abschnitt „Elefant Update xx.xx.x“ auf den hervorgehobenen Text **Elefant xxxxxx\*** und speichern Sie die Datei.
- Starten Sie nach dem Ende des Downloads die Datei und installieren das Elefant Update wie gewohnt.

## Variante 2: Ihr Praxisrechner ist nicht mit dem Internet verbunden

Der Download erfolgt ebenfalls über die Website von HASOMED, auch wenn Ihr Elefant-System nicht mit Internet verbunden ist. Halten Sie bitte für den Update-Download vorzugsweise einen USB-Stick (Wechselfestplatte) bereit.

- Schließen Sie den USB-Stick (mind. 2 GB) an einem PC an, der mit dem Internet verbunden ist. Dies muss nicht das Elefant System sein.
- Öffnen Sie Ihren Internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome o.ä.).
- Rufen Sie folgenden Link auf: <https://www.hasomed.de/de/elefant-praxissoftware-fuer-psychotherapeuten/downloads.html>
- Klicken Sie im Abschnitt „Elefant Update xx.xx.x“ auf den hervorgehobenen Text **Elefant xxxxxx\*** und speichern Sie die Datei.
- Nachdem der Download beendet ist, kopieren Sie die Datei auf den vorher angeschlossenen USB-Stick (Wechselfestplatte).
- Ist der Kopiervorgang abgeschlossen, entfernen Sie den USB-Stick.
- Schließen Sie den USB-Stick an Ihr Elefant System an.
- Achten Sie darauf, dass die Praxisverwaltung Elefant geschlossen ist.
- Starten Sie die heruntergeladene Datei von dem USB-Stick (Wechselfestplatte).
- Die Installation unterscheidet sich in den weiteren Schritten nicht von der Installation über die Update-DVD.

**Beachten Sie, dass die Downloadgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung abhängt und wir hierauf keinen Einfluss haben. In Einzelfällen kann der Download u.U. mehrere Stunden in Anspruch nehmen.**

\* x steht für die Versionsnummer